

SOLUZIONE ATTIVANTE AL MENTOLO E A.IALURONICO



CODICE: NSK0079

EAN: 8053630720789

FORMATO: 100 ml

PAO: 12 mesi

LISTINO PREZZI: € 26,90

DESCRIZIONE:

La soluzione attivante al mentolo e all'acido ialuronico è formulata per potenziare l'efficacia delle maschere in tessuto, contribuendo a donare al viso un aspetto rigenerato e tonico e risultando un valido supporto nel trattamento delle rughe. Ogni confezione include un flacone di soluzione attivante e quattro capsule contenenti le maschere. Per risultati ottimali, si consiglia l'applicazione di una maschera a settimana, così da completare un trattamento mensile completo ed efficace.

MODO D'USO:

Inumidire la maschera in tessuto in capsule con la soluzione attivante fino a completa imbibizione. Applicare la maschera sul viso, facendola aderire perfettamente alla pelle, e lasciare in posa per 7–10 minuti. Al termine del tempo di applicazione, rimuovere la maschera senza risciacquare.

PRINCIPI ATTIVI

ACIDO IALURONICO - ESTRATTO DI THÈ VERDE - VITAMINA E - VITAMINA A.

CONSIGLI

Detergere accuratamente il viso prima di applicare la maschera in tessuto in capsule, da attivare con l'apposita soluzione, assicurandosi che la pelle sia perfettamente pulita e asciutta.

CARATTERISTICHE IMPORTANTI:

Contiene: oli ed estratti di origini naturali.
Non contiene: petrolati, parabeni, siliconi.

AVVERTENZE:

Potrebbe causare reazione allergica. In caso di arrossamento della pelle lavare abbondantemente con acqua corrente, se i sintomi persistono consultare un medico.

INCI:

AQUA, SODIUM HYALURONATE, MENTHOL, PARFUM, TRIETHYLENE GLYCOL, BENZYL ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

INDICAZIONI DI SMALTIMENTO:

Astuccio e bugiardino: raccolta carta PAP 22
Tappo e Etichetta: raccolta plastica PP 5 Flacone:
raccolta plastica PET 1

Verifica sempre le disposizioni del tuo comune.